

Die richtige Pflege von formstabilen Kontaktlinsen

Nach dem Tragen der Kontaktlinse

- Waschen Sie sich gründlich Ihre Hände, bevor Sie Ihre Linse handhaben.
 - Reinigen Sie Ihre Kontaktlinse direkt nach dem Absetzen vom Auge.
 - Geben Sie hierfür einige Tropfen Reinigungsflüssigkeit auf die Innen- und Aussenfläche der Kontaktlinse.
 - Verreiben Sie nun die Reinigungsflüssigkeit etwa zehn Sekunden lang ohne Druckeinwirkung zwischen den Fingern oder zwischen Finger und Handfläche.
 - Spülen Sie nun die gereinigte Kontaktlinse mit Kochsalzlösung oder einer entsprechenden Abspüllösung ab.
 - Legen Sie die Kontaktlinse in den Aufbewahrungsbehälter und füllen Sie mit der Aufbewahrungslösung auf.
-

Vor dem Tragen der Kontaktlinse

- Waschen Sie sich gründlich Ihre Hände, bevor Sie die Linse handhaben.
 - Nehmen Sie die Kontaktlinse aus dem Behälter.
 - Spülen Sie die Kontaktlinse mit Kochsalzlösung oder einer entsprechenden Abspüllösung ab.
 - Benetzen Sie die Kontaktlinse mit Aufbewahrungslösung oder einer Benetzungslösung und setzen Sie die Kontaktlinse auf.
-

Tipps

- Reinigen Sie Ihre Kontaktlinsen täglich.
 - Füllen Sie immer frische Aufbewahrungslösung in den Behälter.
 - Verwenden Sie ausschliesslich die empfohlenen Pflegeprodukte.
 - Verwenden Sie kein Leitungswasser.
 - Konservierungsmittelfreie Pflegemittel sind für Ihre Augen verträglicher.
 - Reinigen Sie auch Ihren Kontaktlinsenbehälter und erneuern Sie diesen nach 3-6 Monaten.
 - Bei formstabilen Reservelinsen ist es empfehlenswert, die Linsen in einem sauberen Zustand trocken aufzubewahren.
 - Sollten Sie Ihre Aufbewahrungslösung einmal vergessen haben, dann können Sie Ihre formstabilen Linsen zur Not auch trocken aufbewahren.
-

Wichtig

- Nach einer Bindehautentzündung müssen Sie die Kontaktlinsen bei Ihrem Kontaktlinsenspezialisten desinfizieren lassen. Pflegemittel und das gesamte Zubehör bitte entsorgen und erneuern.